

## 『高感度 HBs 抗原検査』

肝臓川柳



『高感度 抗原検査に 敏感です』

(敏感…びんかん…びーかん…B肝)

### 【HBs 抗原検査というとは…】

B型肝炎にかかっているかどうかのスクリーニング検査のイメージが強いですが、

### 【現在では…】

HBs 抗原を定量することにより、  
病気進展の程度や治療効果の判定や発癌リスクの指標などに  
広く使われるようになっていきます。

### 【つとこといって…】

HBs 抗原検査は、大変重要な検査として見直されています。


### 【さらに最近…】

新しい特殊な方法により、  
従来法より約 10 倍感度が高い“高感度 HBs 抗原測定法”が薬事承認されました。  
(ルミパルス HBsAg-HQ(富士レビオ)など)

- 感度は HBVDNA-PCR 法と大きな遜色がない
- HBVDNA-PCR 法よりも安価
- 迅速 (約 20 分) に結果が分かる
- 採血量も少なくすむ …… など

とても使いやすいため、色々な臨床の現場で活躍が期待されています。

HBVDNA-PCR に替わる B型肝炎再活性化モニターの検査法として特に注目されています。



これだけ覚えておけば損はない!

## 今回のポイント

従来法より約 10 倍感度が高い“高感度 HBs 抗原測定法”が薬事承認

いろいろと使いやすいため、臨床現場での活躍大

新たな B型肝炎再活性化モニターの検査法として特に注目されています

(文: 福井県肝疾患診療連携拠点病院運営委員会 野ツ俣 和夫)